

# Urosid® 2000 S

Geschlossenes Urindrainagesystem, steril

## Information



### MEDIZINPRODUKT Klasse Is

Geschlossenes Urindrainage-System mit Tropfkammer, Kreuzventil, hydrophob beschichtetem Mikrofilter, bakterien- und flüssigkeitsdichter Beutelbelüftung sowie nadelfreier Urinprobe-Entnahmestelle

- Entspricht den Hygiene-Richtlinien des Robert Koch Institutes

### Nadelfreie Urinprobe-Entnahmestelle

- Sichere Entnahme von Urinproben mit Standardspritzen ohne Kanülen oder Monovetten am Universalstufenkonnektor
- Kein Risiko für Nadelstichverletzungen



REF	Name	Schlauchlänge [cm]	VE [ST]
690090-N	Urosid® 2000 S, Kreuzventil waagerecht	90	25
690092-N	Urosid® 2000 S, Kreuzventil senkrecht	90	25
690210-N	Urosid® 2000 S, Kreuzventil waagerecht	120	25
690212-N	Urosid® 2000 S, Kreuzventil senkrecht	120	25

#### ASID BONZ GmbH

A Subsidiary of Medi-Globe®  
**Geschäftsführer**  
Marko Rudnicki  
Martin Lehner

#### Handelsregister

Amtsgericht Stuttgart  
HRB 245104  
USt-IdNr. DE201456894

#### Anschrift

Hertzstraße 3  
71083 Herrenberg  
Tel.: (0 70 32) 95 62-0  
Fax: (0 70 32) 95 62-58  
E-Mail: info@asid-bonz.de

#### Bankverbindung

HypoVereinsbank  
IBAN: DE44 7112 0077 0021 9404 96  
BIC: HYVEDEMM448