


Embolektomiekatheter

Steril

Produktinformation



MEDIZINPRODUKT Klasse IIa

Embolektomiekatheter sind einzusetzen als Hilfsmittel in der Gefäßchirurgie zur Entfernung von frischen und weichen Emboli im peripheren Arteriensystem.
Zur Verwendung wird ein steriles Blockermedium zur Befüllung des Ballons benötigt

Stylette zur Katheterversteifung vorhanden (ausser 2FR und 3FR)
Luer Lock Anschluss am proximalen Ende

Nicht einzusetzen

- Bei bekannter Überempfindlichkeit gegen eingesetzte Materialien
- Außerhalb des Arteriellen Systems
- Als Gefäßdilator
- Für die Entfernung von fibrösem, anhaftendem oder verkalktem Gewebe

PRODUKTBESCHREIBUNG

Materialzusammensetzung	Ballon Katheter	Naturkautschuklatex Polyvinylchlorid (PVC)
Steril	Ethylenoxid	
Haltbarkeit	3 Jahre	
Lagerung	5°C bis 30°C, trocken und lichtgeschützt	
Einmalprodukt		
Nicht wiederverwendbar		

BESTELLINFORMATION

REF Hersteller	REF ASID BONZ	Größe [FR]	Länge [cm]	Max. Flüssigkeitsvolumen [cc]	Durchmesser gefüllter Ballon [mm]	Farbe	VE [ST]
EL1780	538007	7	80	2,5	14	Gelb	1
EL1680	538006	6	80	2,0	13	Blau	1
EL1580	538005	5	80	1,5	11	Weiß	1
EL1480	538004	4	80	0,75	9	Rot	1
EL3380	538003	3	80	0,2	6	Grün	1
EL3280	538002	2	80	0,08	4	Lila	1
EL3260	536002	2	60	0,08	4	Lila	1
EL1440	534004	4	40	0,75	9	Rot	1
EL3340	534003	3	40	0,2	6	Grün	1

HERSTELLERINFORMATION

BIOPTIMAL INTERNATIONAL PTE.LTD.
 36 Jalan Tukang
 Singapore 619266

ASID BONZ GmbH

A Subsidiary of Medi-Globe®
Geschäftsführer
 Martin Lehner

Handelsregister

Amtsgericht Stuttgart
 HRB 245104
 USt-IdNr. DE201456894

Anschrift

Hertzstraße 3
 71083 Herrenberg
 Tel.: (0 70 32) 95 62-0
 Fax: (0 70 32) 95 62-58
 E-Mail: info@asid-bonz.de

Bankverbindung

HypoVereinsbank
 IBAN: DE44 7112 0077 0021 9404 96
 BIC: HYVEDEMM448