

UROSID® Silikon-Ballonkatheter

Suprapubischer Blasenkatheter, Silikon, zweilumig, steril

Produktinformation



MEDIZINPRODUKT Klasse IIb

Der Blasenkatheter Urosid® Silikon-Ballonkatheter ist ein zweilumiger, suprapubischer Blasenkatheter aus medizinischem Silikon mit durchgängigem Röntgenkontraststreifen aus Bariumsulfat

Er ist geeignet für die extraanatomische Entleerung der Blase unter Umgehung der Harnröhre und mit handelsüblichen Verlängerungen sowie allen ASID BONZ Urinbeuteln zu verwenden

Das Ventil des Füllkanals verfügt über einen Luer-Spritzenansatz

Kleine Katheter-Größen verfügen über einen Führungsdraht

Verweildauer ≤ 29 Tage

Art und Häufigkeit der Katheterkontrolle sowie des Katheterwechsels unterliegen der Anweisung durch den behandelnden Arzt

Einzusetzen bei

- Harnabflussstörungen
- neurologischen Miktionsstörungen
- Blasenhalsostruktion
- Entzündung oder Verletzung der Prostata oder der Harnröhre
- chirurgischen Prozeduren an der Blase oder der Harnröhre

Nicht einzusetzen bei

- unzureichend gefüllter Harnblase (Blasenvolumen < 200 ml)
- kontrahierter Blase
- Blasentumor
- bekannter Überempfindlichkeit gegen eingesetzte Materialien

ASID BONZ GmbH

A Subsidiary of Medi-Globe®

Geschäftsführer

Marko Rudnicki

Martin Lehner

Handelsregister

Amtsgericht Stuttgart

HRB 245104

USt-IdNr. DE201456894

Anschrift

Hertzstraße 3

71083 Herrenberg

Tel.: (0 70 32) 95 62-0

Fax: (0 70 32) 95 62-58

E-Mail: info@asid-bonz.de

Bankverbindung

HypoVereinsbank

IBAN: DE44 7112 0077 0021 9404 96

BIC: HYVEDEMM448

PRODUKTBESCHREIBUNG

Materialzusammensetzung	Katheter Ballon Konnektor Luer-Spritzenansatz Führungsdraht	Silikon Silikon Silikon PVC, Polypropylen (PP) Polyamid (PA)
Steril	Ethylenoxid	(EO)
Haltbarkeit	5 Jahre	
Lagerung	+5°C bis +30°C, trocken und lichtgeschützt	
Einmalprodukt		
Nicht wiederverwendbar		
Enthält keinen Naturkautschuklatex		
DEHP- und PHT-frei		

BESTELLINFORMATION

REF	Name	Ballon-Volumen [ml]	Größe [CH]	Ø außen [mm]	Länge [cm]	VE [ST]
645006	Urosid® Silikon-Ballonkatheter, zweilumig, Führungsdraht	1,5	06	2,0	40	10
645008	Urosid® Silikon-Ballonkatheter, zweilumig, Führungsdraht	3	08	2,7	40	10
645010	Urosid® Silikon-Ballonkatheter, zweilumig, Führungsdraht	3-5	10	3,3	40	10
645012	Urosid® Silikon-Ballonkatheter, zweilumig	5-10	12	4,0	40	10
645014	Urosid® Silikon-Ballonkatheter, zweilumig	5-10	14	4,7	40	10
645016	Urosid® Silikon-Ballonkatheter, zweilumig	5-10	16	5,3	40	10
645018	Urosid® Silikon-Ballonkatheter, zweilumig	5-10	18	6,0	40	10
645020	Urosid® Silikon-Ballonkatheter, zweilumig	5-10	20	6,7	40	10
645022	Urosid® Silikon-Ballonkatheter, zweilumig	5-10	22	7,3	40	10
645024	Urosid® Silikon-Ballonkatheter, zweilumig	5-10	24	8,0	40	10
645026	Urosid® Silikon-Ballonkatheter, zweilumig	5-10	26	8,7	40	10

ASID BONZ GmbH

A Subsidiary of Medi-Globe®
Geschäftsführer
 Marko Rudnicki
 Martin Lehner

Handelsregister

Amtsgericht Stuttgart
 HRB 245104
 USt-IdNr. DE201456894

Anschrift

Hertzstraße 3
 71083 Herrenberg
 Tel.: (0 70 32) 95 62-0
 Fax: (0 70 32) 95 62-58
 E-Mail: info@asid-bonz.de

Bankverbindung

HypoVereinsbank
 IBAN: DE44 7112 0077 0021 9404 96
 BIC: HYVEDEMM448