

Urinbeutel

Mit Rückflusssperre, steril

Produktinformation



MEDIZINPRODUKT Klasse Is

Urinbeutel mit Rückflusssperre (NRV), Kreuzventil und Universal-Stufenkonnektor

Nicht einzusetzen

- bei bekannter Überempfindlichkeit gegen eingesetzte Materialien

PRODUKTBEschREIBUNG

Materialzusammensetzung

Beutel

Polyvinylchlorid, weiß (PVC)

Kreuzventil

PVC, PE, PP

Schlauch

PVC

Steril

Ethylenoxid

Haltbarkeit

5 Jahre

Lagerung

+5°C bis +30°C, trocken und lichtgeschützt

Einmalprodukt

Nicht wiederverwendbar

Frei von Naturkautschuklatex

BESTELLINFORMATION

REF	Name	Schlauchlänge [cm]	VE [ST]
690220	Urinbeutel 2000 ml	90	50

ASID BONZ GmbH

A Subsidiary of Medi-Globe®

Geschäftsführer

Marko Rudnicki

Martin Lehner

Handelsregister

Amtsgericht Stuttgart

HRB 245104

USt-IdNr. DE201456894

Anschrift

Hertzstraße 3

71083 Herrenberg

Tel.: (0 70 32) 95 62-0

Fax: (0 70 32) 95 62-58

E-Mail: info@asid-bonz.de

Bankverbindung

HypoVereinsbank

IBAN: DE44 7112 0077 0021 9404 96

BIC: HYVEDEMM448