

# Urosid® Urinmesssystem

Einkammer-Messsystem, geschlossen, steril

## Produktinformation



### MEDIZINPRODUKT Klasse Is

Geschlossenes Einkammer-Messsystem mit Tropfkammer, Kreuzventil, hydrophob beschichtetem Mikrofilter, bakterien- und flüssigkeitsdichter Beutelbelüftung sowie nadelfreier Urinprobe-Entnahmestelle

Nicht einzusetzen

- bei bekannter Überempfindlichkeit gegen eingesetzte Materialien

### PRODUKTBEschREIBUNG

Materialzusammensetzung	Beutel	Polyvinylchlorid	(PVC)
	Kreuzventil	Polyethylen	(PE)
	Auslass	Polypropylen	(PP)
	Schlauchklemme	ABS	
Steril	Ethylenoxid		
Haltbarkeit	5 Jahre		
Lagerung	+5°C bis +30°C, trocken und lichtgeschützt		
Einmalprodukt			
Nicht wiederverwendbar			
Frei von Naturkautschuklatex			

### BESTELLINFORMATION

REF	Name	Schlauchlänge [cm]	VE [ST]
690313-N	Urosid® Messsystem Einkammer, M3	150	10