

Sekretbeutel

Mit NRV, steril

Produktinformation



MEDIZINPRODUKT Klasse Is

Beutel zum Auffangen ausgeleiteten Urins aus Blasenkathetern bei Patienten mit Harnverhalt oder unfreiwilligem Harnabgang sowie bei komatösen, bettlägerigen, gelähmten oder behinderten Patienten

Mit Rückflusssperre (NRV) und Universal-Stufenkonnektor
Ohne Ablassöffnung

Austausch des Beutels nach Füllung erforderlich
Verweildauer 5 - 7 Tage, der Anweisung durch den behandelnden Arzt unterliegend

Nicht einzusetzen

- bei bekannter Überempfindlichkeit gegen eingesetzte Materialien

PRODUKTBESCHREIBUNG

Materialzusammensetzung	Beutel	PVC, transparent	
	NRV	Polyvinylchlorid	(PVC)
	Schlauch	PVC	
	Konnektor	PVC, weiß	
	Schutzkappe	Polyethylen, blau	(PE)
Steril	Ethylenoxid		
Haltbarkeit	5 Jahre		
Lagerung	+5°C bis +30°C, trocken und lichtgeschützt		

ASID BONZ GmbH

A Subsidiary of Medi-Globe®
Geschäftsführer
Marko Rudnicki
Martin Lehner

Handelsregister

Amtsgericht Stuttgart
HRB 245104
USt-IdNr. DE201456894

Anschrift

Hertzstraße 3
71083 Herrenberg
Tel.: (0 70 32) 95 62-0
Fax: (0 70 32) 95 62-58
E-Mail: info@asid-bonz.de

Bankverbindung

HypoVereinsbank
IBAN: DE44 7112 0077 0021 9404 96
BIC: HYVEDEMM448

Einmalprodukt
 Nicht wiederverwendbar
 Frei von Naturkautschuklatex

BESTELLINFORMATION

REF	Name	Volumen [ml]	Schlauchlänge [cm]	Härte [Shore]	Ø außen [mm]	Ø innen [mm]	VE [ST]
690615	Sekretbeutel mit NRV	1500	900	A 80	6,5	4,9 +/-0,1	100
690620	Sekretbeutel mit NRV	2000	900	A 80	6,5	4,9 +/-0,1	100

ASID BONZ GmbH

A Subsidiary of Medi-Globe®
Geschäftsführer
 Marko Rudnicki
 Martin Lehner

Handelsregister

Amtsgericht Stuttgart
 HRB 245104
 USt-IdNr. DE201456894

Anschrift

Hertzstraße 3
 71083 Herrenberg
 Tel.: (0 70 32) 95 62-0
 Fax: (0 70 32) 95 62-58
 E-Mail: info@asid-bonz.de

Bankverbindung

HypoVereinsbank
 IBAN: DE44 7112 0077 0021 9404 96
 BIC: HYVEDEMM448