

Sauerstoffmaske für Erwachsene

Mittlere O₂-Konzentration, unsteril

Produktinformation



MEDIZINPRODUKT Klasse IIa

Sauerstoffmaske für die Zufuhr konzentrierten Sauerstoffs (mittlere Konzentration) über Mund und Nase zur Unterstützung der Atmung
 Sicherheitsschlauch mit Standard-Konnektor zum Anschluss an eine Sauerstoffquelle separat erhältlich

REF	Name	Flussrate [l/min]
820220	Sauerstoffmaske für Erwachsene	6-8

Nicht einzusetzen

- bei bekannter Überempfindlichkeit gegen eingesetzte Materialien

PRODUKTBESCHREIBUNG

Materialzusammensetzung	Maske	Polyvinylchlorid	(PVC)
	Konnektor	Polyvinylchlorid	(PVC)
	Fixierband	Polyethylenterephthalat, Elasthan	(PET, EL)
	Clip	Aluminium	(Al)
Unsteril			
Haltbarkeit	5 Jahre		
Lagerung	+5°C bis +30°C, trocken und lichtgeschützt		
Einmalprodukt			
Nicht wiederverwendbar			
Frei von Naturkautschuklatex			

ASID BONZ GmbH

A Subsidiary of Medi-Globe®
Geschäftsführer
 Marko Rudnicki
 Martin Lehner

Handelsregister

Amtsgericht Stuttgart
 HRB 245104
 USt-IdNr. DE201456894

Anschrift

Hertzstraße 3
 71083 Herrenberg
 Tel.: (0 70 32) 95 62-0
 Fax: (0 70 32) 95 62-58
 E-Mail: info@asid-bonz.de

Bankverbindung

HypoVereinsbank
 IBAN: DE44 7112 0077 0021 9404 96
 BIC: HYVEDEMM448

BESTELLINFORMATION

REF	Name	VE [ST]
820220	Sauerstoffmaske für Erwachsene ohne Sauerstoffschlauch	50

ASID BONZ GmbH

A Subsidiary of Medi-Globe®

Geschäftsführer

Marko Rudnicki
Martin Lehner

Handelsregister

Amtsgericht Stuttgart
HRB 245104
USt-IdNr. DE201456894

Anschrift

Hertzstraße 3
71083 Herrenberg
Tel.: (0 70 32) 95 62-0
Fax: (0 70 32) 95 62-58
E-Mail: info@asid-bonz.de

Bankverbindung

HypoVereinsbank
IBAN: DE44 7112 0077 0021 9404 96
BIC: HYVEDEMM448