

Sauerstoffmaske für Erwachsene

Hohe O₂-Konzentration, unsteril

Produktinformation



MEDIZINPRODUKT Klasse IIa

Sauerstoffmaske für die Zufuhr konzentrierten Sauerstoffs (hohe Konzentration) über Mund und Nase zur Unterstützung der Atmung
 Mit Reservoir zur Vermeidung der Rückatmung

Sicherheitsschlauch (213 cm) mit Sternlumen und Standard-Konnektor zum Anschluss an eine Sauerstoffquelle mit Flussraten wie folgt

REF	Name	Flussrate [l/min]
820240	Sauerstoffmaske für Erwachsene	4-8
820245	Sauerstoffmaske für Kinder	4-8

Nicht einzusetzen

- bei bekannter Überempfindlichkeit gegen eingesetzte Materialien

PRODUKTBESCHREIBUNG

Materialzusammensetzung	Maske	Polyvinylchlorid	(PVC)
	Konnektor	HDPE/ LDPE	
	Beutel	Polyvinylchlorid	(PVC)
	Schlauch	Polyvinylchlorid	(PVC)
	Konnektoren	Polyvinylchlorid	(PVC)
	Fixierband	Polyethylenterephthalat	(PET)
	Clip	Aluminium	(Al)

ASID BONZ GmbH

A Subsidiary of Medi-Globe®
Geschäftsführer
 Marko Rudnicki
 Martin Lehner

Handelsregister

Amtsgericht Stuttgart
 HRB 245104
 USt-IdNr. DE201456894

Anschrift

Hertzstraße 3
 71083 Herrenberg
 Tel.: (0 70 32) 95 62-0
 Fax: (0 70 32) 95 62-58
 E-Mail: info@asid-bonz.de

Bankverbindung

HypoVereinsbank
 IBAN: DE44 7112 0077 0021 9404 96
 BIC: HYVEDEMM448

Unsteril
 Haltbarkeit 5 Jahre
 Lagerung +5°C bis +30°C, trocken und lichtgeschützt
 Einmalprodukt
 Nicht wiederverwendbar
 Frei von Naturkautschuklatex

BESTELLINFORMATION

REF	Name	Abmessung Beutel [mm]	Volumen Beutel [ml]	VE [ST]
820240	Sauerstoffmaske für Erwachsene	250 x 160	800	50
820245	Sauerstoffmaske für Kinder	250 x 160	800	25