

Sauerstoffschlauch

Sicherheitsschlauch, unsteril

Produktinformation



MEDIZINPRODUKT Klasse IIa

Sauerstoffschlauch zur Reichweitenverlängerung in Verbindung mit ASID BONZ Sauerstoffmasken und Verneblern für die kontinuierliche Versorgung mit konzentriertem Sauerstoff

Mit Sternlumen und Standard-Konnektoren beidseits, nicht ablängbar

Sauerstoffschlauch am Auslass der Sauerstoffquelle anschließen, vorgeschriebene Flussrate (s. u.) einstellen und zweites Ende des Sauerstoffschlauches patientenseitig anschließen

Nicht einzusetzen

- bei bekannter Überempfindlichkeit gegen eingesetzte Materialien

PRODUKTBESCHREIBUNG

Materialzusammensetzung	Schlauch	Polyvinylchlorid, transparent (PVC)
	Standard-Konnektor	Polyvinylchlorid (PVC)
Unsteril		
Haltbarkeit	5 Jahre	
Lagerung	-15°C bis +49°C, trocken und lichtgeschützt	
Einmalprodukt		
Nicht wiederverwendbar		
Frei von Naturkautschuklatex		
Enthält DEHP und PHT		

ASID BONZ GmbH

A Subsidiary of Medi-Globe®
Geschäftsführer
Martin Lehner

Handelsregister

Amtsgericht Stuttgart
HRB 245104
USt-IdNr. DE201456894

Anschrift

Hertzstraße 3
71083 Herrenberg
Tel.: (0 70 32) 95 62-0
Fax: (0 70 32) 95 62-58
E-Mail: info@asid-bonz.de

Bankverbindung

HypoVereinsbank
IBAN: DE44 7112 0077 0021 9404 96
BIC: HYVEDEMM448

BESTELLINFORMATION

REF	PZN	Länge [cm]	Ø Innen Durchmesser [mm]	Ø Außen Durchmesser [mm]	Flussrate für O ₂ -Maske, mittlere Konzentration [L/min]	Flussrate für O ₂ -Maske, hohe Konzentration [L/min]	VE [ST]
820310	03072218	213	3,3	5,6	5 - 10	10 - 15	50
820320	03072224	426	3,3	5,6	5 - 10	10 - 15	50
820330	03655411	750	3,3	5,6	5 - 10	10 - 15	25
820340	03655428	1.521	3,3	5,6	5 - 10	10 - 15	25

HERSTELLERINFORMATION

Well Lead Medical Co., Ltd.
 C-4 Jinhu Industrial Estate, Hualong
 511434 Panyu, Guangzhou
 P.R. CHINA

ASID BONZ GmbH

A Subsidiary of Medi-Globe®
Geschäftsführer
 Martin Lehner

Handelsregister

Amtsgericht Stuttgart
 HRB 245104
 USt-IdNr. DE201456894

Anschrift

Hertzstraße 3
 71083 Herrenberg
 Tel.: (0 70 32) 95 62-0
 Fax: (0 70 32) 95 62-58
 E-Mail: info@asid-bonz.de

Bankverbindung

HypoVereinsbank
 IBAN: DE44 7112 0077 0021 9404 96
 BIC: HYVEDEMM448