

Vernebler-Set mit Maske

Jet-Vernebler, unsteril

Produktinformation



MEDIZINPRODUKT Klasse IIa

Jet-Vernebler bestehend aus Maske, Vernebler-Topf und Sauerstoffschlauch für die medikamentöse Inhalations-Therapie zur Behandlung von Asthma, zystischer Fibrose und anderen Atemwegserkrankungen

Versorgungsschlauch mit Sternlumen und Standard-Konnektor zum Anschluss an ein Sauerstoffgerät/ eine Druckluftquelle mit Flussraten von 6-8 L/min

Beispiel der Verneblung:

Aerosol Leistung der Vernebler gemäß EN 13544-1+ A1

Albuterol 0,1% (M/V) in 0,9 %iger Natriumchloridlösung gemäß ISO 27427 bei einem Durchfluss von $5 \pm 0,1$ L/min

Sauerstoffdruck	max. 2 bar
Flussrate	6-8 L/min
Aerosol Abgaberate	$\geq 0,2$ ml/ min
Partikelgröße (MMAD)	$< 5 \mu\text{m}$
Geometrische Standardabweichung (GSD)	6 ml: 1,93 GSD; 20 ml: 2,58 GSD
Alveolengängige Fraktion ($< 5 \mu\text{m}$)	6 ml: 71,03 % 20 ml: 68,15 %

Nicht einzusetzen

- bei bekannter Überempfindlichkeit gegen eingesetzte Materialien

ASID BONZ GmbH

A Subsidiary of Medi-Globe®
Geschäftsführer
Martin Lehner

Handelsregister

Amtsgericht Stuttgart
HRB 245104
UST-IdNr. DE201456894

Anschrift

Hertzstraße 3
71083 Herrenberg
Tel.: (0 70 32) 95 62-0
Fax: (0 70 32) 95 62-58
E-Mail: info@asid-bonz.de

Bankverbindung

HypoVereinsbank
IBAN: DE44 7112 0077 0021 9404 96
BIC: HYVEDEMM448

PRODUKTBESCHREIBUNG

Materialzusammensetzung	Maske	Polyvinylchlorid (PVC)
	Vernebler-Topf, 6 ml	Polyvinylchlorid (PVC), Polypropylen (PP)
	Vernebler-Topf, 20 ml	Polypropylen (PP), Acrylnitrilbutadienstyrol (ABS)
	Schlauch	Polyvinylchlorid (PVC)
	Konnektor	Polyvinylchlorid (PVC)
	Fixierband	Polyethylenterephthalat, Elastan (PET, EL)
	Clip	Aluminium (Al)
Unsteril		
Haltbarkeit	5 Jahre	
Lagerung	-15°C bis +49°C, trocken und lichtgeschützt	
Einmalprodukt		
Nicht wiederverwendbar		
Frei von Naturkautschuklatex		
PHT- und DEHP-haltig		

BESTELLINFORMATION

REF	PZN	Größe	Volumen Topf [ml]	Konnektor	VE [ST]
821235	10044406	Kinder	6	Standard	25
821230	02403529	Erwachsene	6	Standard	50
821230-G	06302587	Erwachsene	6	Gewinde	25
820230	03072201	Erwachsene	20	Standard	50

HERSTELLERINFORMATION

Well Lead Medical Co., Ltd.
 C-4 Jinhu Industrial Estate, Hualong
 511434 Panyu, Guangzhou
 P.R. CHINA

ASID BONZ GmbH

A Subsidiary of Medi-Globe®
Geschäftsführer
 Martin Lehner

Handelsregister

Amtsgericht Stuttgart
 HRB 245104
 USt-IdNr. DE201456894

Anschrift

Hertzstraße 3
 71083 Herrenberg
 Tel.: (0 70 32) 95 62-0
 Fax: (0 70 32) 95 62-58
 E-Mail: info@asid-bonz.de

Bankverbindung

HypoVereinsbank
 IBAN: DE44 7112 0077 0021 9404 96
 BIC: HYVEDEMM448