

Guedel-Tubus

Beiß-Schutz, farbcodiert, steril

Produktinformation



MEDIZINPRODUKT Klasse Is

Distal atraumatischer, bogenförmiger Oropharyngeal-Tubus („Rachentubus“) mit Abschlussplatte und Beißblock frontal zur Verhinderung der Verlegung der Atemwege beim Bewusstlosen (z.B. durch Zurückfallen der Zunge)

Der Guedel-Tubus wird u.a. bei der Maskenbeatmung eingesetzt

Nicht einzusetzen

- bei bekannter Überempfindlichkeit gegen eingesetzte Materialien

Geeignet für

- den Einsatz im MRT

PRODUKTBESCHREIBUNG

Materialzusammensetzung	Tubus	Polyethylen	(PE)
	Abschlussplatte, Beißblock	Polyoxymethylen	(POM)
Steril	Ethylenoxid	(EO)	
Haltbarkeit	5 Jahre		
Lagerung	-15°C bis +49°C, trocken und lichtgeschützt		

Einmalprodukt
 Nicht wiederverwendbar
 Nicht resterilisierbar
 Frei von Naturkautschuklatex
 PHT- und DEHP-frei
 Farbcodierung

BESTELLINFORMATION

REF	PZN	Länge [cm]	Farbe	VE [ST]
830001	07701697	4	Rosa	10
830002	07701680	5	Dunkelblau	10
830003	07701674	6	Schwarz	10
830010	07701668	7	Weiß	10
830020	07701651	8	Grün	10
830030	07701645	9	Gelb	10
830040	07701639	10	Rot	10
830050	07701622	11	Himmelblau	10
830060	07701616	12	Orange	10

HERSTELLERINFORMATION

Well Lead Medical Co., Ltd.
 C-4 Jinhu Industrial Estate, Hualong
 511434 Panyu, Guangzhou
 P.R. CHINA

ASID BONZ GmbH

A Subsidiary of Medi-Globe®
Geschäftsführer
 Martin Lehner

Handelsregister

Amtsgericht Stuttgart
 HRB 245104
 USt-IdNr. DE201456894

Anschrift

Hertzstraße 3
 71083 Herrenberg
 Tel.: (0 70 32) 95 62-0
 Fax: (0 70 32) 95 62-58
 E-Mail: info@asid-bonz.de

Bankverbindung

HypoVereinsbank
 IBAN: DE44 7112 0077 0021 9404 96
 BIC: HYVEDEMM448