

Mandrin

Einführungshilfe für Endotracheal-Tuben, steril

Produktinformation



MEDIZINPRODUKT Klasse IIa

Biegsamer Führungsstab mit Spiralgriff aus kunststoffummanteltem Aluminium zur Unterstützung bei der Insertion von Endotracheal-Tuben
Mit abgerundeter Spitze beidseits

Nicht einzusetzen

- bei bekannter Überempfindlichkeit gegen eingesetzte Materialien

PRODUKTBESCHREIBUNG

Materialzusammensetzung	Führungsstab	Aluminium	(Al)
	Ummantelung	Polyvinylchlorid	(PVC)
Steril	Ethylenoxid	(EO)	
Haltbarkeit	5 Jahre		
Lagerung	-15°C bis +49°C, trocken und lichtgeschützt		

Einmalprodukt
Nicht wiederverwendbar
Nicht resterilisierbar
Frei von Naturkautschuklatex
PHT- und DEHP-haltig

BESTELLINFORMATION

REF	PZN	Größe [CH]	Länge [mm]	Gesamt-Länge [mm]	Ø Durchmesser [mm]	Geeignet für ETT-Ø [mm]	VE [ST]
844025	07220213	06	270	398	2,0	4,0	10
844040	07220236	10	327	479	3,3	5,0	10
844050	07220242	14	382	534	4,7	8,0	10

HERSTELLERINFORMATION

Well Lead Medical Co., Ltd.
C-4 Jinhu Industrial Estate, Hualong
511434 Panyu, Guangzhou
P.R. CHINA