


# ENDOSID®

Bronchial-Doppellumen-Tubus, steril

## Produktinformation



### MEDIZINPRODUKT Klasse IIa

Bronchial-Doppellumen-Tubus für die seitengetrennte Beatmung und Absaugung der Lunge während der Ein-Lungen-Ventilation bei thoraxchirurgischen Eingriffen  
 Universal-Konnektoren am oberen Ende zum Anschluss an ein Beatmungsgerät oder einen Beatmungsbeutel  
 Winkelanschlussstück und zwei Absaugkatheter als Zubehör im Set enthalten

Nicht einzusetzen

- bei bekannter Überempfindlichkeit gegen eingesetzte Materialien
- bei Patienten mit laryngealem Ödem, Inflammation, Hämorrhagie oder Halswirbeltrauma

Nicht geeignet für

- den Einsatz im MRT

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Materialzusammensetzung	Tubus	Polyvinylchlorid	(PVC)
	Trachealer Cuff	Polyvinylchlorid	(PVC)
	Bronchialer Cuff	Polyvinylchlorid	(PVC)
	Universal-Konnektoren	PP, ABS	
	Trachealer Inflations-Ballon	Polyvinylchlorid	(PVC)
	Bronchialer Inflations-Ballon	Polyvinylchlorid	(PVC)
	Ventil Inflations-Ballon	PVC, PP, ABS, Edelstahl	
	Röntgenkontraststreifen	Bariumsulfat	(BaSo <sub>4</sub> )
	Mandrin	Aluminium, Teflon	

Steril	Ethylenoxid	(EO)
Haltbarkeit	5 Jahre	
Lagerung	-15°C bis +49°C, trocken und lichtgeschützt	
Einmalprodukt		
Nicht wiederverwendbar		
Nicht resterilisierbar		
Frei von Naturkautschuklatex		
PHT- und DEHP-haltig		
Universal-Konnektor	15 mm	
Röntgenkontraststreifen	Durchgängig	
Trachealer Inflations-Ballon	Transparent, Luer-Konnektor	
Bronchialer Inflations-Ballon	Blau, Luer-Konnektor	

### BESTELLINFORMATION

REF	PZN	Größe [CH]	Ausrichtung Tubus-Spitze	Absaugkatheter [CH]	VE [ST]
847028-LZ	01350363	28	Linksseitig	6	1
847032-LZ	01354496	32	Linksseitig	8	1
847035-LZ	01354504	35	Linksseitig	10	1
847037-LZ	01370360	37	Linksseitig	10	1
847039-LZ	01370408	39	Linksseitig	10	1
847041-LZ	01370420	41	Linksseitig	12	1
847028-RZ	01216469	28	Rechtsseitig	6	1
847032-RZ	01225646	32	Rechtsseitig	8	1
847035-RZ	01226373	35	Rechtsseitig	10	1
847037-RZ	01287506	37	Rechtsseitig	10	1
847039-RZ	01288055	39	Rechtsseitig	10	1
847041-RZ	01299314	41	Rechtsseitig	12	1

### HERSTELLERINFORMATION

Well Lead Medical Co., Ltd.  
 C-4 Jinhu Industrial Estate, Hualong  
 511434 Panyu, Guangzhou  
 P.R. CHINA