

ENDOSID®

Endotracheal-Tubus, steril

Produktinformation



MEDIZINPRODUKT Klasse IIa

Vorgebogener, spiralverstärkter Endotracheal-Tubus (Magill) mit Einführhilfe (Mandrin) zur Sicherung der Atemwege im Bereich der Anästhesie und Notfallmedizin in oraler und nasaler Anwendung
Universal-Konnektor am oberen Ende zum Anschluss an ein Beatmungsgerät oder einen Beatmungsbeutel

Nicht einzusetzen

- bei bekannter Überempfindlichkeit gegen eingesetzte Materialien

Nicht geeignet für

- den Einsatz im MRT

PRODUKTBESCHREIBUNG

Materialzusammensetzung	Tubus Spiralverstärkung Universal-Konnektor Mandrin	Polyvinylchlorid, klar (PVC) Edelstahl Polypropylen (PP) Aluminium, Polyvinylchlorid
Steril	Ethylenoxid	(EO)
Haltbarkeit	5 Jahre	
Lagerung	-15°C bis +49°C, trocken und lichtgeschützt	

ASID BONZ GmbH

A Subsidiary of Medi-Globe®
Geschäftsführer
Martin Lehner

Handelsregister

Amtsgericht Stuttgart
HRB 245104
USt-IdNr. DE201456894

Anschrift

Hertzstraße 3
71083 Herrenberg
Tel.: (0 70 32) 95 62-0
Fax: (0 70 32) 95 62-58
E-Mail: info@asid-bonz.de

Bankverbindung

HypoVereinsbank
IBAN: DE44 7112 0077 0021 9404 96
BIC: HYVEDEMM448

Einmalprodukt
 Nicht wiederverwendbar
 Nicht resterilisierbar
 Frei von Naturkautschuklatex
 PHT- und DEHP-haltig
 Universal-Konnektor 15 mm
 Doppel-Ringmarkierung
 Längengraduierung

BESTELLINFORMATION

REF	PZN	Ø Innen Durchmesser [mm]	Ø Außen Durchmesser [mm]	VE [ST]
849535-M	07681575	3,5	5,8	2
849540-M	07681581	4	6,3	2
849545-M	07681598	4,5	6,8	2
849550-M	07681635	5	7,3	2
849555-M	07681641	5,5	7,8	2
849560-M	07681658	6	8,4	2
849565-M	07681664	6,5	9,0	2

HERSTELLERINFORMATION

Well Lead Medical Co., Ltd.
 C-4 Jinhua Industrial Estate, Hualong
 511434 Panyu, Guangzhou
 P.R. CHINA

ASID BONZ GmbH

A Subsidiary of Medi-Globe®
Geschäftsführer
 Martin Lehner

Handelsregister

Amtsgericht Stuttgart
 HRB 245104
 USt-IdNr. DE201456894

Anschrift

Hertzstraße 3
 71083 Herrenberg
 Tel.: (0 70 32) 95 62-0
 Fax: (0 70 32) 95 62-58
 E-Mail: info@asid-bonz.de

Bankverbindung

HypoVereinsbank
 IBAN: DE44 7112 0077 0021 9404 96
 BIC: HYVEDEMM448