

Atemtrainer

Drei-Kammer-System, unsteril

Produktinformation



MEDIZINPRODUKT Klasse I

Übungsgerät für die Tiefenatmung (Inspiration)

Zum Gebrauch an einem Patienten

Reinigung nach Gebrauch unter fließendem Wasser (Temperatur > 40°C)

Zerlegbar für die Reinigung der innenliegenden Teile durch Öffnen des Sockels

Nicht einzusetzen bei

- bekannter Überempfindlichkeit gegen eingesetzte Materialien

PRODUKTBESCHREIBUNG

Materialzusammensetzung

Kammern

Polystyren (PS)

Mundstück, Schlauch

Polyethylen (PE)

Bewegungsindikatoren

Polypropylen (PP)

Unsteril

Haltbarkeit

5 Jahre

Lagerung

+5°C bis +30°C, trocken und lichtgeschützt

Einmalprodukt

Nicht wiederverwendbar

Nicht resterilisierbar

Frei von Naturkautschuklatex

DEHP- und PHT-frei

ASID BONZ GmbH

A Subsidiary of Medi-Globe®

Geschäftsführer

Martin Lehner

Dr. Daniel J. Novacek, LL.M.

Handelsregister

Amtsgericht Stuttgart

HRB 245104

USt-IdNr. DE201456894

Anschrift

Hertzstraße 3

71083 Herrenberg

Tel.: (0 70 32) 95 62-0

Fax: (0 70 32) 95 62-58

E-Mail: info@asid-bonz.de

Bankverbindung

HypoVereinsbank

IBAN: DE44 7112 0077 0021 9404 96

BIC: HYVEDEMM448

BESTELLINFORMATION

REF	PZN	Messbereich [cm ³]	Schlauchlänge [cm]	VE [ST]
860280	04339557	600 900 1200	25	24

HERSTELLERINFORMATION

MEDINET SRL
Via Canova 19/A
20145 Milano
ITALY

ASID BONZ GmbH

A Subsidiary of Medi-Globe®
Geschäftsführer
Martin Lehner
Dr. Daniel J. Novacek, LL.M.

Handelsregister

Amtsgericht Stuttgart
HRB 245104
UST-IdNr. DE201456894

Anschrift

Hertzstraße 3
71083 Herrenberg
Tel.: (0 70 32) 95 62-0
Fax: (0 70 32) 95 62-58
E-Mail: info@asid-bonz.de

Bankverbindung

HypoVereinsbank
IBAN: DE44 7112 0077 0021 9404 96
BIC: HYVEDEMM448