

ExBag®

Gewebe-Bergebeutel, selbstöffnend, steril

Produktinformation



MEDIZINPRODUKT Klasse IIa

Der Bergebeutel ExBag® dient der Aufnahme von Gewebe bei laparoskopischen Eingriffen. Er besteht aus einem vorgeladenen Extraktionsbeutel, einer Einführ- sowie einer Ausstoßhülse und ist zur Verwendung in Kombination mit einem Standard-Trokar der Größe 10 oder 12 mm vorgesehen.

Einzusetzen bei

- Cholezystektomie
- Laparoskopische Colon-Chirurgie
- Myomektomie
- Appendektomie
- Thorakoskopie
- Resektion von Ovarialzysten
- Lymphknoten-Resektion
- Nephrektomie
- Hysterektomie
- Tubargravidität

Nicht einzusetzen bei

- Peritonitis/ Pleuritis
- post-operativen Adhäsionen
- oberflächlichen Infektionen von Haut oder Bauchdecke
- Störungen der Blutgerinnung

ASID BONZ GmbH

A Subsidiary of Medi-Globe®
Geschäftsführer
Martin Lehner

Handelsregister

Amtsgericht Stuttgart
HRB 245104
USt-IdNr. DE201456894

Anschrift

Hertzstraße 3
71083 Herrenberg
Tel.: (0 70 32) 95 62-0
Fax: (0 70 32) 95 62-58
E-Mail: info@asid-bonz.de

Bankverbindung

HypoVereinsbank
IBAN: DE44 7112 0077 0021 9404 96
BIC: HYVEDEMM448

PRODUKTBESCHREIBUNG

Materialzusammensetzung	Extraktionsbeutel:	
	Thermoplastisches Polyurethan, 60µm	(TPU)
	Einführhülse:	
	Polyethylen, hochverdichtet	(PEHD)
	Ausstoßhülse:	
	Polyethylen, hochverdichtet	(PEHD)
Schlinge:		
Nickel-Titan-Legierung/ Nitinol	(NiTi)	
Pulverbeschichtung:		
Steritalc		
Schlingen-Ummantelung:		
Edelstahl	(CrNi 1.4301)	
Steril	Ethylenoxid	(EO)
Haltbarkeit	5 Jahre	
Lagerung	+5°C bis +30°C, trocken und lichtgeschützt	
Einmalprodukt		
Nicht wiederverwendbar		
Nicht resterilisierbar		
Frei von Naturkautschuklatex		

BESTELLINFORMATION

REF	PZN	Öffnungs- durchmesser [mm]	Trokar- durchmesser [mm]	Volumen [ml]	VE [ST]
0110200	-	50	10	200	5
0110400	-	90	10	400	5
0110800	-	100	10	800	5
0112800	-	100	12	800	5

HERSTELLERINFORMATION

MEDI-GLOBE GmbH
 Medi-Globe-Str. 1-5
 DE-83101 Achenmühle
 GERMANY