

# Kontinenz-Versorgungsset

Komplett-Set für die Blasenkatheterisierung

## Produktinformation



### BEHANDLUNGSEINHEIT

Versorgungsset für das Legen und wechseln transurethraler Blasenkatheter zur passiven Urinableitung

Im Set enthaltene Komponenten:

- 1x Katheter-Wechsel-Set, REF S-040000
- 2x UROSID® 2000 S, REF 690210
- 1x Silikon Ballonkatheter Nelaton, REF 6520xx (Hersteller REF 4822-05xx)
- 1x Glyco-SID® 10ml, REF 623002
- 1x Leerspritze 10ml
- 1x Endosgel® 6ml
- 1x Octenisept® 15ml

Nicht einzusetzen bei

- akuten Entzündung der Harnwege (Urethritis, Prostatitis, Epididymitis)
- Verdacht auf Trauma der Harnwege
- bekannter Überempfindlichkeit gegen eingesetzte Materialien

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Steril

Haltbarkeit

Lagerung

Set – unsteril

abhängig von den Komponenten

+15°C bis +25°C, trocken und lichtgeschützt

Einmalprodukt

Nicht wiederverwendbar

#### ASID BONZ GmbH

A Subsidiary of Medi-Globe®  
**Geschäftsführer**  
Martin Lehner

#### Handelsregister

Amtsgericht Stuttgart  
HRB 245104  
USt-IdNr. DE201456894

#### Anschrift

Hertzstraße 3  
71083 Herrenberg  
Tel.: (0 70 32) 95 62-0  
Fax: (0 70 32) 95 62-58  
E-Mail: info@asid-bonz.de

#### Bankverbindung

HypoVereinsbank  
IBAN: DE44 7112 0077 0021 9404 96  
BIC: HYVEDEMM448

## BESTELLINFORMATION

REF	PZN	Größe [CH]	VE [ST]
SL-M1E-12	15891418	12	1
SL-M1E-14	15891424	14	1
SL-M1E-16	15891430	16	1
SL-M1E-18	15891447	18	1
SL-M1E-20	15891453	20	1

### ASID BONZ GmbH

A Subsidiary of Medi-Globe®  
**Geschäftsführer**  
Martin Lehner

### Handelsregister

Amtsgericht Stuttgart  
HRB 245104  
USt-IdNr. DE201456894

### Anschrift

Hertzstraße 3  
71083 Herrenberg  
Tel.: (0 70 32) 95 62-0  
Fax: (0 70 32) 95 62-58  
E-Mail: [info@asid-bonz.de](mailto:info@asid-bonz.de)

### Bankverbindung

HypoVereinsbank  
IBAN: DE44 7112 0077 0021 9404 96  
BIC: HYVEDEMM448