

Kontinenz-Versorgungsset

Komplett-Set für die Blasenkatheterisierung

Produktinformation



BEHANDLUNGSEINHEIT

Versorgungsset für das Legen und wechseln transurethraler Blasenkatheter zur passiven Urinableitung

Im Set enthaltene Komponenten:

- 1x Katheter-Wechsel-Set, REF S-040000
- 2x UROSID® 24h, REF 693760
- 2x Haltebänder für UROSID® 24h, REF693702
- 1x Silikon Ballonkatheter Nelaton, REF 6520xx (Hersteller REF 4822-05xx)
- 1x Glyco-SID® 10ml, REF 623002
- 1x Leerspritze 10ml
- 1x Endosgel® 6ml
- 1x Octenisept® 15ml

Nicht einzusetzen bei

- akuten Entzündung der Harnwege (Urethritis, Prostatitis, Epididymitis)
- Verdacht auf Trauma der Harnwege
- bekannter Überempfindlichkeit gegen eingesetzte Materialien

PRODUKTBESCHREIBUNG

Steril

Haltbarkeit

Lagerung

Set – unsteril

abhängig von den Komponenten

+15°C bis +25°C, trocken und lichtgeschützt

Einmalprodukt

Nicht wiederverwendbar

PIB_SL-M3E-xx Kontinenz-Versorgungsset_Rev0_01 2022

Seite 1 von 2

ASID BONZ GmbH

A Subsidiary of Medi-Globe®
Geschäftsführer
Martin Lehner

Handelsregister

Amtsgericht Stuttgart
HRB 245104
USt-IdNr. DE201456894

Anschrift

Hertzstraße 3
71083 Herrenberg
Tel.: (0 70 32) 95 62-0
Fax: (0 70 32) 95 62-58
E-Mail: info@asid-bonz.de

Bankverbindung

HypoVereinsbank
IBAN: DE44 7112 0077 0021 9404 96
BIC: HYVEDEMM448

BESTELLINFORMATION

REF	PZN	Größe [CH]	VE [ST]
SL-M3E-12	15891571	12	1
SL-M3E-14	10031332	14	1
SL-M3E-16	15891588	16	1
SL-M3E-18	15891602	18	1
SL-M3E-20	10031349	20	1

ASID BONZ GmbH

A Subsidiary of Medi-Globe®
Geschäftsführer
Martin Lehner

Handelsregister

Amtsgericht Stuttgart
HRB 245104
USt-IdNr. DE201456894

Anschrift

Hertzstraße 3
71083 Herrenberg
Tel.: (0 70 32) 95 62-0
Fax: (0 70 32) 95 62-58
E-Mail: info@asid-bonz.de

Bankverbindung

HypoVereinsbank
IBAN: DE44 7112 0077 0021 9404 96
BIC: HYVEDEMM448